


Neue Mikroskopkameran

Zur bildlichen Dokumentati-
on mikroskopischer Untersu-
chungen in der Qualitätssiche-
rung bietet die Helmut Hund
GmbH drei neue Digitalkame-
ras, die auf den genormten C-
Mount Anschluss passen. Die
PixeLINK-Kameran der PL-



Serie sind mit einem CMOS-
oder CCD-Sensor ausgestattet,
der Bilder im Format bis 1600
x 1.200 Bildpunkten liefert
– etwa das Doppelte üblicher
Monitorauflösungen. Dabei
reicht die Empfindlichkeit der
CMOS-Chip-Technologie bis
in den nahen Infrarotbereich.
Die CCD-Variante bietet laut
Hersteller geringes Farbrau-
schen und hohe Lichtempfind-
lichkeit im sichtbaren Bereich,
gut geeignet für industrielle
Untersuchungen. Die Kameran
eigenen sich sowohl zur Foto-
als auch Videodokumentati-
on. Ihre Bilder übertragen sie
per USB-Schnittstelle (2.0)
an Windows-Rechner, für die
Hund eine Software mitliefert.
Die Kameran sind ab sofort im
Fachhandel erhältlich.