

● **Digitalkameras für Mikroskopie**

(bh) Zur bildlichen Dokumentation mikroskopischer Untersuchungen in Qualitätssicherung und Diagnostik bietet der Optikspezialist Helmut Hund GmbH, Wetzlar, jetzt drei neue Digitalkameras an. Sie passen auf den genormten C-Mount-Anschluß. Die PixelINK-Kameras der PL-Serie sind mit einem CMOS- oder CCD-Sensor ausgestattet, der Bilder im Format bis 1600 x 1200 Bildpunkten liefert.